

Ürün Sipariş Bilgisi

Çap (mm) /uzunluk (mm)	1.50 mm	1.75 mm	2.00 mm	2.25 mm	2.50 mm*	2.75 mm*	3.00 mm*	3.25 mm	3.50 mm*	3.75 mm	4.00 mm*	4.25 mm	4.50 mm	4.75 mm	5.00 mm
8*	PNC 1500-08	PNC 1750-08	PNC 2000-08	PNC 2250-08	PNC 2500-08	PNC 2750-08	PNC 3000-08	PNC 3250-08	PNC 3500-08	PNC 3750-08	PNC 4000-08	PNC 4250-08	PNC 4500-08	PNC 4750-08	PNC 5000-08
9	PNC 1500-09	PNC 1750-09	PNC 2000-09	PNC 2250-09	PNC 2500-09	PNC 2750-09	PNC 3000-09	PNC 3250-09	PNC 3500-09	PNC 3750-09	PNC 4000-09	PNC 4250-09	PNC 4500-09	PNC 4750-09	PNC 5000-09
10*	PNC 1500-10	PNC 1750-10	PNC 2000-10	PNC 2250-10	PNC 2500-10	PNC 2750-10	PNC 3000-10	PNC 3250-10	PNC 3500-10	PNC 3750-10	PNC 4000-10	PNC 4250-10	PNC 4500-10	PNC 4750-10	PNC 5000-10
11	PNC 1500-11	PNC 1750-11	PNC 2000-11	PNC 2250-11	PNC 2500-11	PNC 2750-11	PNC 3000-11	PNC 3250-11	PNC 3500-11	PNC 3750-11	PNC 4000-11	PNC 4250-11	PNC 4500-11	PNC 4750-11	PNC 5000-11
12*	PNC 1500-12	PNC 1750-12	PNC 2000-12	PNC 2250-12	PNC 2500-12	PNC 2750-12	PNC 3000-12	PNC 3250-12	PNC 3500-12	PNC 3750-12	PNC 4000-12	PNC 4250-12	PNC 4500-12	PNC 4750-12	PNC 5000-12
13*	PNC 1500-13	PNC 1750-13	PNC 2000-13	PNC 2250-13	PNC 2500-13	PNC 2750-13	PNC 3000-13	PNC 3250-13	PNC 3500-13	PNC 3750-13	PNC 4000-13	PNC 4250-13	PNC 4500-13	PNC 4750-13	PNC 5000-13
14	PNC 1500-14	PNC 1750-14	PNC 2000-14	PNC 2250-14	PNC 2500-14	PNC 2750-14	PNC 3000-14	PNC 3250-14	PNC 3500-14	PNC 3750-14	PNC 4000-14	PNC 4250-14	PNC 4500-14	PNC 4750-14	PNC 5000-14
15*	PNC 1500-15	PNC 1750-15	PNC 2000-15	PNC 2250-15	PNC 2500-15	PNC 2750-15	PNC 3000-15	PNC 3250-15	PNC 3500-15	PNC 3750-15	PNC 4000-15	PNC 4250-15	PNC 4500-15	PNC 4750-15	PNC 5000-15
16	PNC 1500-16	PNC 1750-16	PNC 2000-16	PNC 2250-16	PNC 2500-16	PNC 2750-16	PNC 3000-16	PNC 3250-16	PNC 3500-16	PNC 3750-16	PNC 4000-16	PNC 4250-16	PNC 4500-16	PNC 4750-16	PNC 5000-16
17	PNC 1500-17	PNC 1750-17	PNC 2000-17	PNC 2250-17	PNC 2500-17	PNC 2750-17	PNC 3000-17	PNC 3250-17	PNC 3500-17	PNC 3750-17	PNC 4000-17	PNC 4250-17	PNC 4500-17	PNC 4750-17	PNC 5000-17
18*	PNC 1500-18	PNC 1750-18	PNC 2000-18	PNC 2250-18	PNC 2500-18	PNC 2750-18	PNC 3000-18	PNC 3250-18	PNC 3500-18	PNC 3750-18	PNC 4000-18	PNC 4250-18	PNC 4500-18	PNC 4750-18	PNC 5000-18
19	PNC 1500-19	PNC 1750-19	PNC 2000-19	PNC 2250-19	PNC 2500-19	PNC 2750-19	PNC 3000-19	PNC 3250-19	PNC 3500-19	PNC 3750-19	PNC 4000-19	PNC 4250-19	PNC 4500-19	PNC 4750-19	PNC 5000-19
20*	PNC 1500-20	PNC 1750-20	PNC 2000-20	PNC 2250-20	PNC 2500-20	PNC 2750-20	PNC 3000-20	PNC 3250-20	PNC 3500-20	PNC 3750-20	PNC 4000-20	PNC 4250-20	PNC 4500-20	PNC 4750-20	PNC 5000-20
21	PNC 1500-21	PNC 1750-21	PNC 2000-21	PNC 2250-21	PNC 2500-21	PNC 2750-21	PNC 3000-21	PNC 3250-21	PNC 3500-21	PNC 3750-21	PNC 4000-21	PNC 4250-21	PNC 4500-21	PNC 4750-21	PNC 5000-21
22	PNC 1500-22	PNC 1750-22	PNC 2000-22	PNC 2250-22	PNC 2500-22	PNC 2750-22	PNC 3000-22	PNC 3250-22	PNC 3500-22	PNC 3750-22	PNC 4000-22	PNC 4250-22	PNC 4500-22	PNC 4750-22	PNC 5000-22
23	PNC 1500-23	PNC 1750-23	PNC 2000-23	PNC 2250-23	PNC 2500-23	PNC 2750-23	PNC 3000-23	PNC 3250-23	PNC 3500-23	PNC 3750-23	PNC 4000-23	PNC 4250-23	PNC 4500-23	PNC 4750-23	PNC 5000-23
24	PNC 1500-24	PNC 1750-24	PNC 2000-24	PNC 2250-24	PNC 2500-24	PNC 2750-24	PNC 3000-24	PNC 3250-24	PNC 3500-24	PNC 3750-24	PNC 4000-24	PNC 4250-24	PNC 4500-24	PNC 4750-24	PNC 5000-24
25	PNC 1500-25	PNC 1750-25	PNC 2000-25	PNC 2250-25	PNC 2500-25	PNC 2750-25	PNC 3000-25	PNC 3250-25	PNC 3500-25	PNC 3750-25	PNC 4000-25	PNC 4250-25	PNC 4500-25	PNC 4750-25	PNC 5000-25
26	PNC 1500-26	PNC 1750-26	PNC 2000-26	PNC 2250-26	PNC 2500-26	PNC 2750-26	PNC 3000-26	PNC 3250-26	PNC 3500-26	PNC 3750-26	PNC 4000-26	PNC 4250-26	PNC 4500-26	PNC 4750-26	PNC 5000-26
27	PNC 1500-27	PNC 1750-27	PNC 2000-27	PNC 2250-27	PNC 2500-27	PNC 2750-27	PNC 3000-27	PNC 3250-27	PNC 3500-27	PNC 3750-27	PNC 4000-27	PNC 4250-27	PNC 4500-27	PNC 4750-27	PNC 5000-27
28	PNC 1500-28	PNC 1750-28	PNC 2000-28	PNC 2250-28	PNC 2500-28	PNC 2750-28	PNC 3000-28	PNC 3250-28	PNC 3500-28	PNC 3750-28	PNC 4000-28	PNC 4250-28	PNC 4500-28	PNC 4750-28	PNC 5000-28
29	PNC 1500-29	PNC 1750-29	PNC 2000-29	PNC 2250-29	PNC 2500-29	PNC 2750-29	PNC 3000-29	PNC 3250-29	PNC 3500-29	PNC 3750-29	PNC 4000-29	PNC 4250-29	PNC 4500-29	PNC 4750-29	PNC 5000-29
30	PNC 1500-30	PNC 1750-30	PNC 2000-30	PNC 2250-30	PNC 2500-30	PNC 2750-30	PNC 3000-30	PNC 3250-30	PNC 3500-30	PNC 3750-30	PNC 4000-30	PNC 4250-30	PNC 4500-30	PNC 4750-30	PNC 5000-30
31	PNC 1500-31	PNC 1750-31	PNC 2000-31	PNC 2250-31	PNC 2500-31	PNC 2750-31	PNC 3000-31	PNC 3250-31	PNC 3500-31	PNC 3750-31	PNC 4000-31	PNC 4250-31	PNC 4500-31	PNC 4750-31	PNC 5000-31
32	PNC 1500-32	PNC 1750-32	PNC 2000-32	PNC 2250-32	PNC 2500-32	PNC 2750-32	PNC 3000-32	PNC 3250-32	PNC 3500-32	PNC 3750-32	PNC 4000-32	PNC 4250-32	PNC 4500-32	PNC 4750-32	PNC 5000-32
33	PNC 1500-33	PNC 1750-33	PNC 2000-33	PNC 2250-33	PNC 2500-33	PNC 2750-33	PNC 3000-33	PNC 3250-33	PNC 3500-33	PNC 3750-33	PNC 4000-33	PNC 4250-33	PNC 4500-33	PNC 4750-33	PNC 5000-33
34	PNC 1500-34	PNC 1750-34	PNC 2000-34	PNC 2250-34	PNC 2500-34	PNC 2750-34	PNC 3000-34	PNC 3250-34	PNC 3500-34	PNC 3750-34	PNC 4000-34	PNC 4250-34	PNC 4500-34	PNC 4750-34	PNC 5000-34
35	PNC 1500-35	PNC 1750-35	PNC 2000-35	PNC 2250-35	PNC 2500-35	PNC 2750-35	PNC 3000-35	PNC 3250-35	PNC 3500-35	PNC 3750-35	PNC 4000-35	PNC 4250-35	PNC 4500-35	PNC 4750-35	PNC 5000-35
36	PNC 1500-36	PNC 1750-36	PNC 2000-36	PNC 2250-36	PNC 2500-36	PNC 2750-36	PNC 3000-36	PNC 3250-36	PNC 3500-36	PNC 3750-36	PNC 4000-36	PNC 4250-36	PNC 4500-36	PNC 4750-36	PNC 5000-36
37	PNC 1500-37	PNC 1750-37	PNC 2000-37	PNC 2250-37	PNC 2500-37	PNC 2750-37	PNC 3000-37	PNC 3250-37	PNC 3500-37	PNC 3750-37	PNC 4000-37	PNC 4250-37	PNC 4500-37	PNC 4750-37	PNC 5000-37
38	PNC 1500-38	PNC 1750-38	PNC 2000-38	PNC 2250-38	PNC 2500-38	PNC 2750-38	PNC 3000-38	PNC 3250-38	PNC 3500-38	PNC 3750-38	PNC 4000-38	PNC 4250-38	PNC 4500-38	PNC 4750-38	PNC 5000-38
39	PNC 1500-39	PNC 1750-39	PNC 2000-39	PNC 2250-39	PNC 2500-39	PNC 2750-39	PNC 3000-39	PNC 3250-39	PNC 3500-39	PNC 3750-39	PNC 4000-39	PNC 4250-39	PNC 4500-39	PNC 4750-39	PNC 5000-39
40	PNC 1500-40	PNC 1750-40	PNC 2000-40	PNC 2250-40	PNC 2500-40	PNC 2750-40	PNC 3000-40	PNC 3250-40	PNC 3500-40	PNC 3750-40	PNC 4000-40	PNC 4250-40	PNC 4500-40	PNC 4750-40	PNC 5000-40

* CE onaylı



Relisys Medical Devices Limited


Survey No. 312, Pocharam Road,
Mangalpally Village, Ibrahimpatnam Mandal,
R.R. District, Telangana 501510.
Tel: + 91-40-2349 3349

Sağlık Temsilcilerimizle İletişime Geçin:
salessupport@relisysmedicaldevices.org
info@relisysmedicaldevices.org
www.relisysmedicaldevices.org
Mobile No. +91 98498 55211


RM-PNC-BRO, Rev.00, 06/2023

PEARL NCTM

Post Dilatasyon Kateteri



Güvenilirliği Hissedin...



Özellikler:


Stent destekleriyle çarpışmayı önlemek için şık kaplamalı özel yapım polimer
Doğrudan tork aktarım tasarımı üstün yönlendirilebilirlik ve kontrol sağlar
Distal bölgenin itilebilirliği, izlenebilirliği ve mükemmel ilerleyici esnekliği
Sürtünmesiz performans için ultra pürüzsüz geçiş alanı ve kaygan hidrofilik kaplama
Ergonomik, şeffaf göbek güvenli bağlantıyı kolaylaştırır
90 ve 100 cm'de proksimal işaret bantları

Paralel kılavuz tel çıkış noktası, en iyi itilebilirliği ve daha iyi bir boya akışı enjeksiyonunu garanti eder
Daha duyarlı itme ve takip için daha düşük profil, yeni ceketli hipo tüp tasarımı ve distal shaft malzemelerinin özel bir karışımı


Proksimaldeki kuvvet (N)



Entegre işaretleyiciler ve küçük shaft çapı, küçük boyutlu kılavuz kateterlere kontrast madde enjeksiyonunu kolaylaştırır
Hızlı şişirme/indirme ve mükemmel yeniden sarma özellikleri
Azaltılmış balon profili



Güçlü, dayanıklı ve esnek özel balon malzemesi, yüksek basınç kapasitesi ve düşük büyüme profili sağlar




Tasarımı sayesinde mükemmel, duyarlı izlenebilirlik
Son derece esnek kateter shaftı izlenebilirliği en üst düzeye çıkarır

Odaklanmış enflasyon kuvveti
Stentin damar duvarına doğru kontrollü itilmesi



Son derece esnek uç, balon kateterin kıvrımlı anatomilere ulaşmasına yardımcı olur
Çoklu dilatasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış dayanıklı, rahat balon



Şişme Basıncı (ATM)	Boyuta göre (mm) Balon Çapı														
	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
6	1.46	1.70	1.94	2.19	2.41	2.68	2.93	3.18	3.41	3.68	3.90	4.17	4.40	4.66	4.90
8	1.48	1.73	1.97	2.21	2.45	2.72	2.96	3.21	3.45	3.72	3.95	4.21	4.45	4.70	4.95
10*	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
12	1.52	1.77	2.03	2.28	2.54	2.79	3.05	3.30	3.55	3.79	4.05	4.30	4.56	4.80	5.08
14	1.55	1.79	2.06	2.32	2.57	2.83	3.10	3.34	3.60	3.84	4.11	4.35	4.61	4.86	5.15
16	1.57	1.82	2.09	2.35	2.61	2.87	3.15	3.37	3.65	3.89	4.16	4.40	4.67	4.92	5.22
18**	1.59	1.85	2.12	2.39	2.65	2.92	3.20	3.41	3.69	3.94	4.20	4.45	4.73	4.98	5.29
20	1.62	1.88	2.16	2.42	2.68	2.97	3.25	3.44	3.73	3.99	4.25	4.50	4.79	5.03	5.36
22	1.65	1.91	2.20	2.45	2.72	3.01	3.29	3.48	3.78	4.03	4.29	4.54	4.85	5.09	5.43

Nominal Basınç

Değerlendirilmiş Patlama Basıncı (RBP)